







Ficha técnica REF 62.32.13

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.32.13	Hartmann Herzfeld pinza auric 8cm 40° Ø 2.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35802	GTIN	04046826104375
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-674
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,033	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	8cm 40° Ø 2.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		