








## Ficha técnica REF 62.33.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.33.01	Hartmann pinza auric 8cm medio fino lisa	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35802	GTIN	04046826104481
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-451
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,068	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	8cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		