







## Ficha técnica REF 62.37.17

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.37.17	micro pinza auric 8cm Ø 1mm crv izq	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35802	GTIN	04046826104733
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-674
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,029	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	8cm Ø 1mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		