






Ficha técnica REF 62.37.20

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 62.37.20 | micro pinza auric Ø 1mm rct 8cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 35802 | GTIN | 04046826104740 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-674 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso neto (kg) | 0,020 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.37 (catálogo ORL) 451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 8cm Ø 1mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Mango | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Otro | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |