








## Ficha técnica REF 62.39.14

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	62.39.14	micro pinza auric 8cm 0.6x0.5mm crv hacia arr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35802	GTIN	04046826104795
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-674
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,064	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	8cm 0.6x0.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		