








## Ficha técnica REF 62.50.35

11.12.2025

| Datos generales   |                                   |                                     |                         |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Referencia  | 62.50.35                          | Wullstein micro pinza 8cm 1.2x0.9mm |                         |
| Unidad  | unid.                             | Número de aduana                    | 90189084                |
| GMDN  | 11775                             | GTIN                                | 04046826105198          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                          | 11-775                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                         | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso neto (kg)  | 0,031                             | Manual de uso                       | GATDR00X                |
| Latex free  | si                                | Instrucciones de preparación        |                         |
|     |                                   |                                     |                         |
| Medicon medios  | 450.00.37 (catálogo ORL )         |                                     |                         |
| Imagen completa   |                                   | Imagen detallada                    |                         |
|    |                                   |                                     |                         |
| Medida  | 8cm 1.2x0.9mm                     | Revestimiento                       |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |                                   |                                     |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                   |                                     |                         |
| Material  |                                   |                                     |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN) |                                     |                         |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)                  |                                     |                         |
| Tornillo  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)              |                                     |                         |