








## Ficha técnica REF 62.60.70

11.12.2025

| Datos generales   |                                   |                              |                         |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia  | 62.60.70                          | Lempert cincel/legra 18cm    |                         |
| Unidad  | unid.                             | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN  | 35559                             | GTIN                         | 04046826105310          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                   | 15-211                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso neto (kg)  | 0,038                             | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free  | si                                | Instrucciones de preparación | MPK03-1                 |
|     |                                   |                              |                         |
| Medicon medios  | 450.00.37 (catálogo ORL )         |                              |                         |
| Imagen completa   |                                   | Imagen detallada             |                         |
|    |                                   |                              |                         |
| Medida  | 18cm                              | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |                                   |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                   |                              |                         |
| Material  |                                   |                              |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN) |                              |                         |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)                  |                              |                         |
| Mango   | 1.4301 (X5CrNi18-10)              |                              |                         |