



Ficha técnica REF 63.06.36

11.12.2025


Datos generales			
Referencia	63.06.36	ganchito 15cm 45° 0.6mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13039	GTIN	04046826105686
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-258
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,034	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1



Medicon medios 450.00.37 (catálogo ORL)

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	15cm 45° 0.6mm	Revestimiento	
--------	----------------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)