





Ficha técnica REF 63.07.50

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 63.07.50 | ganchito 15cm 45° abj 1.0mm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 13039 | GTIN | 04046826106027 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-258 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg) | 0,034 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
| | | | |
| Medida | 15cm 45° un 1.0mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |