





Ficha técnica REF 63.07.53

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	63.07.53	ganchito 15cm 90° arr 0.3mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13039	GTIN	04046826106034
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-258
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,034	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	15cm 90° 0.3mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		