



Ficha técnica REF 63.08.40

11.12.2025


Datos generales			
Referencia	63.08.40	cuchillo red 15cm 90° 2.0mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12245	GTIN	04046826106287
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-245
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,036	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1



Medicon medios 450.00.37 (catálogo ORL)

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	15cm 90° 2.0mm	Revestimiento	
--------	----------------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)