








## Ficha técnica REF 63.08.43

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	63.08.43	cuchillo red 15cm 90° 2.3mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12245	GTIN	04046826106294
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-245
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,034	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	15cm 90° 2.3mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		