








## Ficha técnica REF 63.11.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	63.11.15	Rosen legra 15cm ang 15x1.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826106614
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-245
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso neto (kg)	0,034	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	15cm 15x1.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		