








Ficha técnica REF 63.12.85

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	63.12.85	House cucharilla doble 15cm 1.5/1.8mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	47522	GTIN	04046826106966
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-245
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,012	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	15cm 1.5/1.8mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		