







Ficha técnica REF 63.14.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	63.14.10	Hough sonda de profundidad 17cm grad 3.5/4.0/4.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32845	GTIN	04046826106997
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso neto (kg)	0,033	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	17cm 3.5/4.0/4.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		