








Ficha técnica REF 63.14.33

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	63.14.33	horquilla p introducir 15cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33433	GTIN	04046826107000
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,033	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	15cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		