





Ficha técnica REF 63.45.34

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	63.45.34	pieza de mano acod 1:2 156mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44491	GTIN	04046826107529
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-161
Clasificación	5, 6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,260	Manual de uso	G634500
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	156mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		