





Ficha técnica REF 63.50.14

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	63.50.14	broca Rosen 70mm 1.4mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46392	GTIN	04046826107796
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,003	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	70mm 1.4mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		