





Ficha técnica REF 63.54.23

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	63.54.23	broca diamantada 70mm 2.3mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90184910
GMDN	46392	GTIN	04046826108175
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,003	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	451.09.02 (prospecto maxilo facial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	70mm 2.3mm	Revestimiento	Capa de diamante artificial en los extremos de trabajo de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4197 (X20CrNiMoS13-1)		