






Ficha técnica REF 63.54.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	63.54.30	broca diamantada 70mm 3.0mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90184910
GMDN	46392	GTIN	04046826108199
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,004	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	70mm 3.0mm	Revestimiento	Capa de diamante artificial en los extremos de trabajo de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4197 (X20CrNiMoS13-1)		