







Ficha técnica REF 63.65.74

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|---|-------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 63.65.74 | Fisch perforador 15cm Ø 0.4mm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 14147 | GTIN | 04046826108588 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-245 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;03;ag;3J |
| Peso neto (kg) | 0,032 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK01-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.37 (catálogo ORL) 451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|   | | | |
| Medida | 15cm Ø 0.4mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |