






Ficha técnica REF 63.90.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	63.90.50	trepano inoxidable Ø 5.0mm 44mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90184910
GMDN	14147	GTIN	04046826109035
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-520
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 5.0mm 44mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4197 (X20CrNiMoS13-1)		