






## Ficha técnica REF 63.91.60

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	63.91.60	cuchillo tubular inoxidable Ø 6.0mm 44mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90184910
GMDN	14148	GTIN	04046826109080
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-669
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 6.0mm 44mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4197 (X20CrNiMoS13-1)		