






## Ficha técnica REF 64.50.14

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	64.50.14	broca Rosen 95mm 1.4mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46392	GTIN	04046826109332
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,004	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.46 (catálogo sinuscopía )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	95mm 1.4mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		