






Ficha técnica REF 64.54.23

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	64.54.23	broca diamantada 95mm 2.3mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46392	GTIN	04046826109462
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,004	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.46 (catálogo sinuscopía) 451.09.02 (prospecto maxilo facial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	95mm 2.3mm	Revestimiento	Capa de diamante artificial en los extremos de trabajo de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		