





Ficha técnica REF 64.54.40

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	64.54.40	broca diamantada 95mm 4.0mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46392	GTIN	04046826109509
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,003	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	95mm 4.0mm	Revestimiento	Capa de diamante artificial en los extremos de trabajo de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		