





Ficha técnica REF 64.54.50

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Referencia | 64.54.50 | broca diamantada 95mm 5.0mm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 46392 | GTIN | 04046826109523 |
| Clasificación | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 15-883 |
| Clasificación | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,004 | Manual de uso | |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon medios | 450.00.46 (catálogo sinuscopía) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 95mm 5.0mm | Revestimiento | Capa de diamante artificial en los extremos de trabajo de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4112 (X90CrMoV18) | | |