






Ficha técnica REF 65.54.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	65.54.15	broca diamantada 125mm 1.4mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46392	GTIN	04046826109684
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-883
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,004	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios	450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	125mm 1.4mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)		