







## Ficha técnica REF 66.05.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.05.03	Mod Wien espejulo nasal 14cm fig 3 estand	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35350	GTIN	04046826109929
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-664
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,090	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	14cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		