







Ficha técnica REF 66.05.32

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.05.32	Mod Wien espec nasal 13cm fig 2 ligero	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35350	GTIN	04046826109943
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-664
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,065	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	13cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		