







## Ficha técnica REF 66.05.52

11.12.2025

| Datos generales   |  |   |                    |
|---|--|---|--------------------|
| Referencia  | 66.05.52   | Mod Wien espejulo nasal 14cm fig 2  |                    |
| Unidad  | unid.  | Número de aduana  | 90189084           |
| GMDN  | 35350  | GTIN  | 04046826109967     |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)   | UMDNS-Code  | 13-664             |
| Clasificación   | 5 (EU MDR)   | Base UDI-DI   | 4046826;N004;05;XR |
| Peso neto (kg)  | 0,075  | Manual de uso   | GATDN00X           |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación  |                    |
|   |  |   |                    |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |   |                    |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada  |                    |
|   |  |  |                    |
| Medida  | 14cm   | Revestimiento   |                    |
| Condiciones de almacenamiento   |  |   |                    |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |   |                    |
| Material  |  |   |                    |
|   | N° de material (Denominación DIN)  |   |                    |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)   |   |                    |
| Tornillo  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)   |   |                    |
| Otro  | 1.4310 (X10CrNi18-8)   |   |                    |