







Ficha técnica REF 66.08.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.08.03	Killian espejo nasal 13.5cm fig 1 35mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35350	GTIN	04046826110031
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-664
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,072	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	13.5cm 35mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		