







## Ficha técnica REF 66.08.07

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.08.07	Killian especulo nasal 13.5cm fig 3 75mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35350	GTIN	04046826110055
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-664
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,082	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	13.5cm 75mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		