






## Ficha técnica REF 66.15.43

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.15.43	alambre p cierranudos Ø 0.3mm rollo/10m	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	15676	GTIN	04046826110345
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-631
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;06;ah;59
Peso neto (kg)	0,011	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 0.3mm 10m	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		