







## Ficha técnica REF 66.20.28

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.20.28	Lubet Barbon pinza nasal p taponamiento 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11791	GTIN	04046826110413
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-791
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;06;XU
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		