







Ficha técnica REF 66.25.15

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|---|------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 66.25.15 | Craig pinza p el vómer 17cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 62467 | GTIN | 04046826110642 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-800 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso neto (kg) | 0,069 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|   | | | |
| Medida | 17cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |