





## Ficha técnica REF 66.27.59

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.27.59	Takahashi pinza nasal c aspir 10cm 45° 3.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826110871
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-800
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;04;ag;3V
Peso neto (kg)	0,150	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.46 (catálogo sinuscopía )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	10cm 45° 3.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
<b>Cuerpo</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Tornillo</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
<b>Mango</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Otro</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		