








Ficha técnica REF 66.28.17

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|---|--|-------------------------|
| Referencia | 66.28.17 | Weil Blakesley pinza nasal 11.5cm 45° 3.0mm cort | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 62467 | GTIN | 04046826111069 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-800 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso neto (kg) | 0,150 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK20-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|    | | | |
| Medida | 11.5cm 45° 3.0mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Mango | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Otro | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |