








Ficha técnica REF 66.29.00

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.29.00	pinza p agarrar polip 13cm 80° forma pera LL Ø 2.7mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826111359
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-800
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Peso neto (kg)	0,150	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	13cm 80° Ø 2.7mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		