








## Ficha técnica REF 66.29.57

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.29.57	pinza boca cuchara 13cm 70° crv hacia arr 3mm vert LL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826111540
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-800
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,150	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK08-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.46 (catálogo sinuscopía )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	13cm 70° 3mm Ø 2.7mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
<b>Cuerpo</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Tornillo</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
<b>Mango</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Otro</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		