



Ficha técnica REF 66.32.51

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.32.51	pinza saca-bocada 10cm 2.5mm cort hacia atrás	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62467	GTIN	04046826111939
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-230
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,046	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía) 451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	10cm 2.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		