






## Ficha técnica REF 66.33.01

11.12.2025

| Datos generales   |   |                                       |                         |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|
| Referencia  | 66.33.01  | pinza saca-bocada 10cm cort izq 2.5mm |                         |
| Unidad  | unid.   | Número de aduana                      | 90189084                |
| GMDN  | 35541   | GTIN                                  | 04046826112165          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code                            | 13-230                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                           | 4046826;B;R003;06;ai;5X |
| Peso neto (kg)  | 0,150   | Manual de uso                         | GATDR00X                |
| Latex free  | si  | Instrucciones de preparación          | MPK08-1                 |
|   |   |                                       |                         |
| Medicon medios  | 450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.46 (catálogo sinuscopía ) |                                       |                         |
| Imagen completa   |   | Imagen detallada                      |                         |
|    |   |                                       |                         |
| Medida  | 10cm 2.5mm  | Revestimiento                         |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |   |                                       |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |   |                                       |                         |
| Material  |   |                                       |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN)                             |                                       |                         |
| Cuerpo  | 1.4021 (X20Cr13)  |                                       |                         |
| Mango   | 1.4021 (X20Cr13)  |                                       |                         |
| Otro  | 1.4301 (X5CrNi18-10)  |                                       |                         |