



Ficha técnica REF 66.33.04

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.33.04	pinza saca-bocada 10cm cort izq 3.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826112189
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-230
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,150	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK08-1
			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	10cm 3.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		