








Ficha técnica REF 66.38.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.38.10	Hajek Kofler pinza saca-boc 16cm 3x5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826112288
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-230
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,093	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugía oral y maxilofacial) 451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL) 451.09.02 (prospecto maxilo facial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
		 	
Medida	16cm 3x5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		