







Ficha técnica REF 66.38.40

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.38.40	McKenty pinza saca-bocada p esfenoides 2mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826112387
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-230
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,090	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	2mm 12cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		