








Ficha técnica REF 66.38.55

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.38.55	Kerrison Costen pinza saca-bocada 4mm 90°	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35541	GTIN	04046826112431
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-230
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Peso neto (kg)	0,090	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	4mm 90° 102mm 14cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		