







Ficha técnica REF 66.52.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.52.05	Freer cuchillo p el tabique nasal 18cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12245	GTIN	04046826112608
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-252
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,022	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	18cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4305 (X8CrNiS18-9)		