







Ficha técnica REF 66.52.80

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 66.52.80 | bisturí en forma de hoz 19cm agu | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 12245 | GTIN | 04046826112677 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 12-252 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;02;ag;37 |
| Peso neto (kg) | 0,030 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK03-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|   | | | |
| Medida | 19cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4034 (X46Cr13) | | |