



Ficha técnica REF 66.53.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	66.53.02	Freer elevador p tabique nasal 19cm ro	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35047	GTIN	04046826112707
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-506
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso neto (kg)	0,028	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	19cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		