



Ficha técnica REF 66.54.15

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Referencia | 66.54.15 | Killian elevador p tabique nasal doble 23cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 35047 | GTIN | 04046826112752 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 11-506 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;05;aj;6A |
| Peso neto (kg) | 0,029 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.37 (catálogo ORL) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|    | | | |
| Medida | 23cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |